

K 3 Wマウスガード

「自費」

戦う時はマウスガード・

夜寝るときはK 3 Wスプリント
全ての人は顔と同様、お口の中、かみ合わせが違います。戦う時の最大のパフォーマンスは、立位で取られた噛み合わせ、上下顎深く取られた印象採得が一番重要です。

MG21 カラーシートは当社だけのシートです。

(販売はしておりません)

極真空手は全国一律¥15,000。

(消費税別)

(有) デンタルエイド本社

お問い合わせ TEL03-3710-3838

MG21 デザインマウスガード



(市松模様風)



MG21 カラー 8色