

K3スプリント&ナイトガード料金表

※上顎タイプ・下顎タイプどちらでも

ソフトタイプナイトガード

EVA使用 (特長 臭い有り, 安価)
歯ぎしり防止

材質: EVA樹脂 (エチレン・ビニール・アセテート)
食品衛生法適合品:
食品、添加物等の規格基準、ゴム製の器具又は
容器包装 (ゴム製ほ乳器具)
製造元: Keystone Industries, USA
輸入元: 名商歯科貿易株式会社

2mm



3mm



唇、頬側面観

モルテノ使用 (特長 無味無臭、長期間使用可)
歯ぎしり防止

ポリオレフィン系軟質マウスガード材料

MG21 角シート 129×129
CLEAR

2mm



3mm



舌側面観

*3mm以上のソフトタイプには、
圧痕が着けられます。
(上下顎硬石膏模型が必要)



ハードタイプナイトガード

歯科咬合スプリント用材料使用 歯ぎしり防止

*咬合面に即時盛り
別一般的名称 医療用品04 整形用品
販売名称 歯科咬合スプリント用材料
クラス分類 スプリント a
医療機器届出番号 一般医療機器 クラス I
使用目的 23B1X10001B04001
歯科用咬合スプリント



唇、頬側面観

1.5mm

2mm



舌側面観

K3Wスプリント

DENAR半調節咬合器に模型をマウントし、
スプリント用材料の上にオーソブライトカラーを使用

上顎

下顎



K3Wスプリント
カラー
バリエーション



W1

W2



W3

W4

W5

W6

K3ショットスプリント

DENAR半調節咬合器に模型を
マウントし、熱可塑性レジンにて製作

上顎

下顎



無呼吸症候群歯科的装置

ソフトタイプ上下顎一体型

ハードタイプ上下顎一体型



ご注文は

(有)デンタルエイド 東京都目黒区東山1-11-5 Tel03-3710-3838